




Vista Explodida do Produto

| | |
|----------------------|---|
| Motivo | Lançamento Fogão |
| Modelo do produto | CFO4NAR |
| Categoria do produto | Fogão 4 Bocas |
| Marcas do produto | Consul |
| Foto peça | Itens com foto aparecerá o símbolo amarelo  |


Em caso de dúvida entre em contato com o CDP Códigos através de uma Solicitação de Serviços no CRM









| Ref | Code | Descrição |
|-----|-----------|----------------------|
| 229 | W10305582 | INJETOR GLP (1,00mm) |
| 229 | W10305576 | INJETOR GN (0,65mm) |
| 230 | W10365152 | INJETOR GLP (1,20mm) |
| 230 | w10305580 | INJETOR GN (0,85mm) |













Ref 800 - Essa peça é utilizada apenas para valorização da OS, não existindo fisicamente. Contudo será necessário consultar o BTFG0188 para o correto preenchimento da OS e envio do laudo para CATH.





Ref 800 - Essa peça é utilizada apenas para valorização da OS, não existindo fisicamente. Contudo será necessário consultar o BTFG0188 para o correto preenchimento da OS e envio do laudo para CATH.





615

616

617

618